



### Chariot dessert vétérinaire avec plateau, tablette, bacs et paniers - Medzoo - Bleue ou blanche

Avec grandes roues tout terrain de 20 cm. Pour mettre à disposition tout le matériel vétérinaire au plus près des soins.

Solide, maniable et adapté à l'environnement d'élevage, cette desserte vous permet de stocker le matériel consommable et de diagnostic au plus près de l'animal.

- Roues à large diamètre (20cm) adaptées aux déplacements sur terrain difficile
- Angles arrondis
- Poignée de poussée ergonomique
- Structure hydrofuge facile à nettoyer
- Large capacité de stockage aussi bien pour le consommable (seringue, compresses, sondes,...) et pour le diagnostic (monitoring, échographes, ECG,...)

#### Caractéristiques techniques :

- Structure en PPSM 16mm hydrofuge Swisskrono U511 PE Blanc - P3, garantissant une résistance aux conditions humides et aux tâches courantes.
- Façade en PPSM 19mm Blanc porcelaine - P2, offrant une finition esthétique et facile à entretenir.
- Ensemble sur roues souples de 20 cm de diamètre : 2 roues avec frein pour assurer la stabilité lors de l'utilisation et 2 roues libres pour une mobilité accrue.
- 2 tiroirs à sortie totale de 40 cm équipés d'un système de rappel amorti, permettant un accès facile et silencieux aux fournitures et accessoires.
- Poignées fil inox pour une prise en main confortable et résistante.
- 1 tablette de travail rabattable, offrant un espace supplémentaire pour réaliser des tâches spécifiques.
- 1 poignée de manutention en aluminium, facilitant le déplacement de la desserte.
- Rack pour paniers et plateaux de soins, permettant un rangement organisé et accessible des instruments médicaux.

#### Dimensions :

Largeur : 68 cm  
Profondeur : 49.4 cm  
Hauteur : 102 cm

**Poids :** 30 kg

#### 2 coloris disponibles :

- Blanc avec façades bleues
- Blanc avec façades blanches

#### Équipement de base inclus - standard hospitalier ISO :

1 plateau de préparation de 40 cm x 60 cm : idéal pour disposer les instruments nécessaires aux interventions.

2 bacs lisses de 40 cm x 60 cm x 5 cm : offrant un espace de rangement

permettant de regrouper et de transporter le matériel.