



### **Ciseaux mousses droits - Inox**

#### **Qualité supérieure.**

Ciseaux mousses droits en inox.

Tailles disponibles : 12, 14, 16 et 18 cm.

**Matériel Médical CE.** Garantie 2 ans.

Tous nos instruments médicaux et chirurgicaux sont en acier inoxydable, qualité médicale, répondant aux exigences spécifiques pour leur utilisation, notamment pour mieux résister à la corrosion. Les qualités utilisées sont ainsi l'inox AISI 304 avec une teneur renforcée en nickel et chrome également dénommé 18/10 et l'inox AISI 316 connu sous le terme d'acier chirurgical.