

Compresses non tissées non stériles - boîte de 100 compresses - 5 x 5 cm - Robemed

Excellente alternative à la compresse de gaze pour un usage identique à la fois médical et chirurgical.

Compresses avec 4 épaisseurs (plis). Très absorbantes et stérilisables. Sans liant chimique ni azurant. Pliage chirurgical. Non stériles.

- Utilisation : Pansements, absorption, nettoyage de plaies.
- Grammage 30 gr/m².
- Péréemption 5 ans.

Conformes aux normes EDANA.

Dimensions des compresses :

- 5 x 5 cm pliée soit 10 x 10 cm dépliée.

Conditionnement et vente par lot de 10 boîtes de 100 compresses.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Ces compresses sont également proposées :

- [7.5 x 7.5 cm pliées soit 20 x 20 cm dépliées.](#)
- [10 x 10 cm pliées soit 20 x 20 cm dépliées.](#)

Compresses non tissées non stériles 4 plis 30 gr/m²

