

### Glucomètre lecteur glycémie complet avec bandelettes ON Call Plus II

Pour une mesure rapide et précise de la glycémie en 10 secondes

Lecteur de glycémie On Call Plus II avec contrôle automatique du volume sanguin, permet d'afficher le taux de glycémie à partir d'une goutte de sang appliquée sur une bandelette et insérée dans le lecteur.

Étalonnage automatique du glucomètre, mémoire des 300 dernières mesures avec date et heure.

Modèle ergonomique avec large écran pour une lecture de la mesure facilitée.

**Quantité d'échantillonnage:** 1 µl de sang capillaire sur l'avant bras, la paume ou le doigt.

- Durée d'analyse: 10 secondes.
- Étalonnage automatique à puce.
- Résultats d'échantillonnage du plasma.
- Moyennes des 7, 14, et 30 derniers jours.
- Plage de mesure: 20-600 mg/dL ou 1,1-33,3 mmol/L.
- Alimentation: pile bouton CR 2032 (3V). Autonomie 12 mois ou 1000 analyses.
- Mémoire avec date et heure: 300 dernières mesures.

Nous proposons en accessoires:

- [Les bandelettes test pour lecteur de glycémie ON CALL PLUS.](#)
- [Les lancettes de sécurité autopiqueur.](#)
- [Le stylo autopiqueur.](#)
- [Les lancettes pour stylo autopiqueur en 26G ou 28G.](#)
- [Le kit de solution de contrôle pour lecteur de glycémie ON CALL PLUS II.](#)

Dimensions glucomètre: 85x54x20,5 mm.

Dimensions écran: 65x32,5 mm.

Poids: 49,5g (avec pile).

Livré complet en trousse avec 10 bandelettes, 1 puce d'étalonnage, 10 lancettes stériles pour stylo autopiqueur, 1 stylo autopiqueur, 1 embase transparente (pour paume ou avant bras), 1 solution de contrôle (2ml), carnet de suivi et mode d'emploi.

Garantie 2 ans.

Matériel Médical CE.

